


Subiton

SPAZIATORE D'ANCA CON GENTAMICINA

SPAZIATORE DI GINOCCHIO CON GENTAMICINA



Subiton

SPAZIATORE D'ANCA CON GENTAMICINA

Descrizione del Prodotto

Lo spaziatore d'anca **Subiton Hip Spacer** è uno spaziatore impiantabile temporaneo indicato nel trattamento di protesi d'anca infette. La metodologia consta di due fasi: nella prima fase, la protesi infetta viene rimossa e viene inserito lo spaziatore. Nella seconda fase, risolta l'infezione, lo spaziatore viene rimosso e viene inserita al suo posto una protesi definitiva.

Confezionamento

Lo spaziatore d'anca **Subiton Hip Spacer** si presenta in una confezione composta dalle Istruzioni per l'Uso ed un doppio blister contenente lo spaziatore sterilizzato a gas ossido di etilene. Il doppio blister è contenuto in una scatola di cartone, la quale è ricoperta da una pellicola di plastica trasparente.



Lo spaziatore per anca nella confezione trasparente

Subiton

SPAZIATORE DI GINOCCHIO CON GENTAMICINA

Descrizione del Prodotto

La spaziatore **Subiton Knee Spacer** è uno spaziatore impiantabile temporaneo indicato nel trattamento di protesi di ginocchio infette. La metodologia consta di due fasi: nella prima fase, la protesi infetta viene rimossa e viene inserito lo spaziatore.

Nella seconda fase, risolta l'infezione, lo spaziatore viene rimosso e viene inserita al suo posto una protesi definitiva.



Confezionamento

Lo spaziatore di ginocchio **Subiton Knee Spacer** si presenta in una confezione composta dalle istruzioni per l'uso ed un doppio blister contenente lo spaziatore sterilizzato a gas ossido di etilene. Il doppio blister è contenuto in una scatola di cartone, la quale è avvolta da una pellicola di plastica trasparente.

Componenti

| Codice | Descrizione | CND | RDM |
|--------|--|-----------|---------|
| 880865 | Spaziatore di Ginocchio 58mm DESTRO | P09098099 | 1769068 |
| 880866 | Spaziatore di Ginocchio 58mm SINISTRO | P09098099 | 1770127 |
| 880867 | Spaziatore di Ginocchio 65mm DESTRO | P09098099 | 1770131 |
| 880868 | Spaziatore di Ginocchio 65mm SINISTRO | P09098099 | 1770132 |
| 880869 | Spaziatore di Ginocchio 79mm DESTRO | P09098099 | 1770135 |
| 880870 | Spaziatore di Ginocchio 79mm SINISTRO | P09098099 | 1770137 |
| 880950 | Spaziatore d'anca-tipo Charnley 40mm testa/127mm stelo | P09088003 | 1770146 |
| 880935 | Spaziatore d'anca-tipo Charnley 48mm testa/130mm stelo | P09088003 | 1770154 |
| 880945 | Spaziatore d'anca-tipo Charnley 56mm testa/130mm stelo | P09088003 | 1770155 |
| 880928 | Spaziatore d'anca-tipo Charnley 48mm testa/250mm stelo | P09088003 | 1770156 |
| 880929 | Spaziatore d'anca-tipo Charnley 56mm testa/250mm stelo | P09088003 | 1770157 |

Subiton

Caratteristiche tecniche

Dimensione del prodotto

Lo spaziatore di ginocchio Subiton Knee Spacer è disponibile nelle versioni anatomiche destra e sinistra in tre differenti misure:

| | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Misure (mm) | 58 mm | 65 mm | 79 mm |
| Diametro di Curvatura | 54 mm | | 60 mm |

Lo Spaziatore d'anca Subiton Hip Spacer è disponibile in 5 differenti misure:

| Tipo di Stelo | Diametro della Testa (mm) | | | Lunghezza dello Stelo (mm) | Angolo° |
|------------------|---------------------------|-------|-------|----------------------------|---------|
| Tipo Charnley | 56 mm | 48 mm | 40 mm | 130 mm | 133° |
| Tipo Charnley XL | 56 mm | 48 mm | / | 250 mm | |

CE
0318

Distributore Italiano:
DIAL Alta Tecnologia Medica s.r.l.
Via Altedo, 78

40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel.: + 39 051 818332 Fax: +39 051 817428
e-mail: info@dialortho.it

Produttore:



LABORATORIOS SL S.A.
Curupayti 2611 - B1644GDC San Fernando – Argentina
www.subiton.com